



BEXAMED[®] Gasmedizinische Produkte
Endkunden-Preisliste 2014





Sauerstoff (O₂) - Druckminderer, 9/16" Schlauchtülle

- mit Schlauchtülle
- mit ergonomischem Handrad
- gestuft einstellbare Flowraten
- für Erw., Kinder oder Neonaten

143,- € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560001 | Druckminderer SELECT Ergo Standard 25, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle | 143,- € | 170,17 € |
| Stck. | M1560002 | Druckminderer SELECT Ergo Kinder 5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle | 143,- € | 170,17 € |
| Stck. | M1560003 | Druckminderer SELECT Ergo Neonatal 1+5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle | 143,- € | 170,17 € |



Sauerstoff (O₂) Druckminderer, 9/16" Schlauchtülle, 1 x DIN-Kupplung

- mit 1 x DIN-Kupplung + Schlauchtülle
- mit ergonomischem Handrad
- gestuft einstellbare Flowraten
- für Erw., Kinder oder Neonaten

188,50 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|---|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560004 | Druckminderer SELECT Ergo Standard 25, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x DIN-Kupplung. | 188,50 € | 224,32 € |
| Stck. | M1560005 | Druckminderer SELECT Ergo Kinder 5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x DIN-Kupplung. | 188,50 € | 224,32 € |
| Stck. | M1560006 | Druckminderer SELECT Ergo Neonatal 1+5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x DIN-Kupplung. | 188,50 € | 224,32 € |



Sauerstoff (O₂) Druckminderer, 9/16" Schlauchtülle, 1 x Rectus-Kupplung

- mit 1 x Rectus-Kupplung + Schlauchtülle
- mit ergonomischem Handrad
- gestuft einstellbare Flowraten
- für Erw., Kinder oder Neonaten

181,50 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560042 | Druckminderer SELECT Ergo Standard 25, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x Rectus-Kupplung. | 181,50 € | 215,99 € |
| Stck. | M1560043 | Druckminderer SELECT Ergo Kinder 5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x Rectus-Kupplung. | 181,50 € | 215,99 € |
| Stck. | M1560044 | Druckminderer SELECT Ergo Neonatal 1+5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x Rectus-Kupplung. | 181,50 € | 215,99 € |



Sauerstoff (O₂) Druckminderer, 9/16" Schlauchtülle, 2 x DIN-Kupplung

- mit 2 x DIN-Kupplung + Schlauchtülle
- mit ergonomischem Handrad
- gestuft einstellbare Flowraten
- für Erw., Kinder oder Neonaten

227,- € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|---|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560007 | Druckminderer SELECT Ergo Standard 25, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 2 x DIN-Kupplung. | 227,- € | 270,13 € |
| Stck. | M1560009 | Druckminderer SELECT Ergo Kinder 5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 2 x DIN-Kupplung. | 227,- € | 270,13 € |
| Stck. | M1560010 | Druckminderer SELECT Ergo Neonatal 1+5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 2 x DIN-Kupplung. | 227,- € | 270,13 € |



Sauerstoff (O₂) Druckminderer, 9/16" Schlauchtülle, 1 x DIN-Kupplung, 1 x M12 x 1

- mit 1 x DIN-Kupplung, 1 x M12 x 1
- mit ergonomischem Handrad
- gestuft einstellbare Flowraten
- für Erw., Kinder oder Neonaten

211,50 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560008 | Druckminderer SELECT Ergo Standard 25, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x DIN-Kupplung, 1 x M12x1. | 211,50 € | 251,69 € |
| Stck. | M1560037 | Druckminderer SELECT Ergo Kinder 5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x DIN-Kupplung, 1 x M12x1. | 211,50 € | 251,69 € |
| Stck. | M1560038 | Druckminderer SELECT Ergo Neonatal 1+5, O ₂ , 9/16" Schlauchtülle, 1 x DIN-Kupplung, 1 x M12x1. | 211,50 € | 251,69 € |



Druckluft (AIR) Druckminderer, 1 x DIN-Kupplung

- mit 1 x DIN-Kupplung
- ergonomisches Handrad
- Leistung: 120 Liter/min
- fest eingestellter Druckminderer

156,50 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|---|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560025 | Druckminderer PICO Ergo, AIR, 1x DIN-Kupplung oben | 156,50 € | 186,24 € |
| Stck. | M1560026 | Druckminderer PICO Ergo, AIR, 1x DIN-Kupplung unten | 156,50 € | 186,24 € |



Druckluft (AIR) Druckminderer, 1 x NIST-Anschluß

- mit 1 x NIST-Anschluß
- ergonomisches Handrad
- Leistung: 120 Liter/min
- fest eingestellter Druckminderer

156,50 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560036 | Druckminderer PICO Ergo, AIR, 1x NIST oben | 156,50 € | 186,24 € |



Lachgas (N₂O)-Druckminderer, 1 x DIN-Kupplung

- mit 1 x DIN-Kupplung
- Leistung: 120 Liter/min
- fest eingestellter Druckminderer

156,50 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560031 | Druckminderer PICO Ergo, N ₂ O, für kleine Flasche, 1x DIN-Kupplung unten | 156,50 € | 186,24 € |
| Stck. | M1560032 | Druckminderer PICO Ergo, N ₂ O, für große Flasche, 1x DIN-Kupplung unten | 156,50 € | 186,24 € |



Sauerstoff (O₂) Druckminderer, 1 x DIN-Kupplung

- mit 1 x DIN-Kupplung, oben oder unten
- fest eingestellter Druckminderer
- Leistung: 120 Liter/min

ab **156,50 € netto**

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|---|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560023 | Druckminderer PICO Ergo, O ₂ , 1x DIN-Kupplung oben | 156,50 € | 186,24 € |
| Stck. | M1560024 | Druckminderer PICO Ergo, O ₂ , 1x DIN-Kupplung unten | 156,50 € | 186,24 € |



Sauerstoff (O₂) Druckminderer, Festflow, 9/16" Schlauchtülle

- mit Schlauchtülle
- fest eingestellter Druckminderer
- ergonomisches Handrad
- Festflow von 4 bzw. 6 Liter/min

ab **112,50 € netto**

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560021 | Druckminderer PICO Ergo, O ₂ , Festflow 4 l/min, 9/16" Schlauchtülle. | 112,50 € | 133,88 € |
| Stck. | M1560022 | Druckminderer PICO Ergo, O ₂ , Festflow 6 l/min, 9/16" Schlauchtülle. | 112,50 € | 133,88 € |

Medizinische Flowregler

Sauerstoff (O₂)-Flowregler-Steckergerät



Sauerstoff (O₂)-Flowregler Steckergerät, 9/16" Schlauchtülle

- mit Schlauchtülle
- gestuft einstellbare Flowraten
- für Erw., Kinder oder Neonaten

ab **115,- € netto**

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|---|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560039 | Flowregler SELECT Ergo Standard 25, O ₂ , Steckergerät DIN, 9/16" Schlauchtülle. | 115,- € | 136,85 € |
| Stck. | M1560040 | Flowregler SELECT Ergo Kinder 5, O ₂ , Steckergerät DIN, 9/16" Schlauchtülle. | 115,- € | 136,85 € |
| Stck. | M1560041 | Flowregler SELECT Ergo Neonatal 1+ 5, O ₂ , Steckergerät DIN, 9/16" Schlauchtülle. | 123,- € | 146,37 € |

Sauerstoff (O₂)-Y-Verteiler mit zwei Flowreglern



Sauerstoff (O₂)-Y-Verteiler mit zwei Flowreglern, 9/16" Schlauchtülle

- Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2
- gestuft einstellbare Flowraten
- für Erw., Kinder oder Neonaten

ab **271,- € netto**

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|---|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560096 | Flowregler Doppel SELECT Ergo 25 Standard O ₂ , Y-Verteiler mit zwei Flowreglern | 271,- € | 322,49 € |
| Stck. | M1560097 | Flowregler Doppel SELECT Ergo 1+ 5 Neonatal O ₂ , Y-Verteiler mit zwei Flowreglern | 318,- € | 378,42 € |

Sauerstoff (O₂)-Flowregler Schienengerät NIST



Sauerstoff (O₂)-Flowregler Schienengerät, 9/16" Schlauchtülle

- Anschluss: NIST (EN 739)
- gestuft einstellbare Flowraten
- für Erw., Kinder oder Neonaten

ab **135,- € netto**

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560049 | Flowregler SELECT Ergo 25 Standard O ₂ , 12 Raststufen Flow von 0-25l/min, Schienengerät NIST mit Schlauchtülle | 135,- € | 160,65 € |
| Stck. | M1560050 | Flowregler SELECT Ergo 5 Kinder O ₂ , 12 Raststufen Flow von 0-5l/min, Schienengerät NIST mit Schlauchtülle | 135,- € | 160,65 € |
| Stck. | M1560051 | Flowregler SELECT Ergo 1+ 5 Neonatal O ₂ , 12 Raststufen Flow von 0-1+ 5l/min, Schienengerät NIST mit Schlauchtülle | 149,- € | 177,31 € |

Druckluft (AIR)-Flowregler Schienengerät NIST



Sauerstoff (AIR)-Flowregler Schienengerät, 9/16" Schlauchtülle

- Anschluss: NIST (EN 739) bei M1560052
- Anschluss: Stecker nach DIN 13260 Teil 2 bei M1560057
- gestuft einstellbare Flowraten

ab **115,- € netto**

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560052 | Flowregler SELECT Ergo 25 Standard AIR, 12 Raststufen Flow von 0-25l/min, Schienengerät NIST mit Schlauchtülle | 135,- € | 160,65 € |
| Stck. | M1560057 | Flowregler SELECT Ergo 25 Standard AIR, 12 Raststufen Flow von 0-25l/min, Steckergerät DIN mit Schlauchtülle | 115,- € | 136,85 € |



Verneblerventile Festflow Steckergerät DIN mit 9/16“ Schlauchtülle

- Anschluß: Stecker nach DIN 13260 Teil 2
- Ausgang: 9/ 16“ mit Schlauchtülle

80,50 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|---|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560046 | Verneblerventil O2 Festflow 0 + 5 l/ min. Steckergerät | 88,50 € | 95,80 € |
| Stck. | M1560060 | Verneblerventil AIR Festflow 0 + 8 l/ min. Steckergerät | 88,50 € | 95,80 € |
| Stck. | M1560059 | Verneblerventil AIR Festflow 0 + 6 l/ min. Steckergerät | 88,50 € | 95,80 € |
| Stck. | M1560047 | Verneblerventil AIR Festflow 0 + 5 l/ min. Steckergerät | 88,50 € | 95,80 € |

Zubehör und Ersatzteile für Druckminderer und Flowregler



Adapter von 9/16“ x 18 UNF auf Schlauchtülle – für Druckminderer und Flowregler

- passend für die 9/16“ -Anschlüsse der M156xxx Druckminderer und Flowregler
- Material: Messing verchromt

5,20 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560035 | Adapter von 9/16“ x 18 UNF auf Schlauchtülle Durchm. 6mm, Messing, verchromt | 5,20 € | 6,19 € |

Manometer für Druckminderer

22,50 € netto

| Einheit | Art. Nr. | Bezeichnung | empf. VK - netto | empf. VK - brutto |
|---------|----------|--|------------------|-------------------|
| Stck. | M1560034 | Vordruckmanometer O2, NG 40, 200bar, für Druckminderer | 22,50 € | 26,78 € |

Druckminder von VTI

Gasmedizinische Produkte für höchste Ansprüche




VTI – Ventil Technik GmbH
Made in Germany

VTI Ventil Technik ist ein traditioneller deutscher Hersteller für qualitative gasmedizinische Produkte. Anspruchsvolle Anwender vertrauen weltweit auf die Langlebigkeit, Genauigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte.

DIN-Kupplung – M12 x1 – Rectus-Kupplung
Gerätespezifische Anschlüsse für verschiedene Endverbraucher wie z.B. Beatmungsgeräte.

Schlauchtülle
Gerätespezifische Anschlüsse für verschiedene Endverbraucher wie z.B. Sauerstoffbrille/- maske.



Detailbeschreibung
Druckminderer

Die Druckregler sind bestimmt für die Verabreichung von medizinischen Gasen aus Gasflaschen bis zu 300 bar bei der Behandlung und Pflege von Patienten, unabhängig von einer zentralen Gasversorgung.

Alle gängigen Ein- und Ausgänge nach ISO 5145 oder nach nationalen Normen.

Wichtige technische Parameter
Druckminderer + Flowregler

| | |
|---|---|
| Nennvordruck: Flaschendruck P1 bei 15°C | bis 300 bar (gasartspezifisch) |
| Eingang | Gasartspezifischer Handanschluss nach DIN 477 Teil 1 |
| Ausgangsdruck | nom. 4,5 bar/5 bar |
| Flowstufen | 12 Flowstufen |
| Leistung Ausgang Standard 0 - 25 | 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 25 l/min |
| Leistung Ausgang Kinder 0 - 5 | 0 / 0,1 / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 l/min |
| Leistung Ausgang Neonatal 0 - 1/+5 | 0 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 5 l/min |
| Leistung Ausgang Flowregler Neonatal 0 - 1/+5 | 0 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 5 l/min |
| Leistung Ausgang Mitteldruck | 120 l/min mit DIN-Schnellkupplung |
| Leistung Festflow | 4 l/min oder 6 l/min |
| Öffnungsdruck Abblaseventil: | ca. 7,5 bar |

Erfüllt die internationale Norm für medizinische Druckminderer nach ISO 10524-1



BEXAMED® GmbH
Bremer Straße 54
D - 90765 Fürth

Tel.: +49 (0) 911 / 97 11 98 - 0
Fax: +49 (0) 911 / 97 11 98 - 22

Mail: info@bexamed.de
Web: www.bexamed.de

* alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Alle dargestellten Preise gelten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mögliche Preisänderungen werden schriftlich bekanntgegeben. Irrtümer, mögliche Druckfehler oder Farbabweichungen bleiben unter Vorbehalt. Alle verwendeten Marken und Fotomaterialien bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers bzw. Urhebers. Eine Weitergabe an Dritte ist nur nach einer schriftlichen Zustimmung der Firma BEXAMED® GmbH zulässig. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kein Versand von Druckbehältern ins Ausland möglich!

Versandkosten innerhalb Deutschlands (nur Festland): Bei einem Bestellwert unter 50,- €* berechnen wir eine Versandpauschale in Höhe von 5,- €*. Ab eine Bestellwert über 50,- €* liefern wir versandkostenfrei.

Versandkosten nach Österreich, B/N/LUX-Staaten (nur Festland und EU): Wir berechnen bei jedem Paket eine Versandpauschale in Höhe von 8,- €* (versicherte Lieferung).

Versandkosten in die Schweiz (nur Festland und EU): Wir berechnen bei jedem Paket bis max. 31,5 kg eine Versandpauschale inkl. Verzollungsgebühren in Höhen von 28,- €*. Die Versandkosten für Sonderanfertigungen, bei Lieferungen von Sperrgut oder Paketen über 31,5 kg und bei Sonderkonditionen bitten wir gesondert zu erfragen. Abweichende Versandkosten können bei Sonderkonditionen gelten.